



Improve
your health...



SINAJECT

سینا پلیمر سلامت

تولید کننده لوله های خونگیری
وکیوم و طرح وکیوم

Sina Polymer Salamat
Manufacturer of Blood Collection Tubes
sinapolymersalamat.ir



SINAJECT
سینا پلیمر سلامت



شرکت سینا پلیمر سلامت

به شماره ثبت ۱۴۵۳۲ از سال ۱۳۹۵ با هدف اعتلای سطح کیفی و رسیدن به خودکفایی در زمینه تولیدات محصولات پزشکی آزمایشگاهی تاسیس شده است.

کارخانه سینا پلیمر سلامت واقع در شهرستان قم ناحیه صنعتی سیرو، خیابان مروارید) در زمینی به مساحت تقریبی ۴۸۰۰ متر بنا گردیده است.

این شرکت با تکیه بر دانش فنی متخصصان مجرب و کار آزموده خود و با بکار گرفتن تکنولوژی نوین و با استفاده از جدیدترین ماشین آلات روز دنیا در خصوص تولید قادر به تولید انواع لوله‌های خون‌گیری مورد نیاز حوزه سلامت می‌باشد.

سینا جکت
برند معتبر و
ایرانی
تشخیص

ماموریت و چشم‌انداز

تلاش ما همواره بر این است تا با ارتقاء توانایی‌های علمی و فنی کارکنان این مجموعه و با بهبود مستمر کیفیت، گام در مسیر طولانی تجارت جهانی بگذاریم. در این راستا علاوه بر آموزش مداوم پرسنل، سیستم کنترل آماری فرآیند به اجرا در آمده است و استقرار واحد تحقیق و توسعه و طراحی مهندسی نیز حرکت به سوی استراتژی ما، یعنی بهبود مستمر کیفیت و رضایت مشتری را دنبال می‌کنند.

شرکت سینا پلیمر سلامت در راستای تحقق چشم‌انداز تعیین شده خود و با پیاده‌سازی، استقرار و حفظ نظام مدیریت یکپارچه کیفیت و ایمنی مبتنی بر استاندارد ISO 13485 خود را متعهد به تبعیت از کلیه الزامات قانونی و توافق شده با مشتریان در ارتباط با کیفیت و سلامت محصولات دانسته و ضمن برآورده نمودن نیازهای مشتریان با مجموعه متنوعی از محصولات که کیفیت را همراه با اطمینان از سلامت برای آنها به همراه دارد، به دنبال ایجاد ارزشی ماندگار جهت افزایش رضایت مشتریان است.



SINAJECT



Sina Polymer Salamat
Manufacturer of Blood Collection Tubes
sinapolymersalamat.ir

سینا پلیمر سلامت

از معتبرترین سازمان‌های
پیشرو و آتیه‌نگر در تولید
لوله‌های خونگیری در
ایران با بهره‌گیری از
تکنولوژی‌های روز دنیا و
نیروهای متخصص



معرفی لوله‌های خونگیری

EDTA k2/k3

لوله‌های خونگیری EDTA حاوی ضد انعقاد و اتیلن دی آمین نیترا استیک اسید (GDTA) در دو نوع نمک EDTA k2 و EDTA k3 می باشند. نمک‌های EDTA با تشکیل کمپکس با یون‌های فلزی مانند کلسیم، به عنوان یک ضد انعقاد عمل کرده و از تشکیل آبشارهای انعقادی جلوگیری می‌کنند.

ضد انعقاد با EDTA برگشت ناپذیر می‌باشد. از لوله‌های EDTA جهت دستیابی به خون کامل برای انجام آزمایش‌های ماتولوژی و ایونولوژی می‌توان استفاده کرد.



سیترات سدیم ۳.۲٪ (9NC)

تری سدیم سیترات به عنوان یک ضد انعقاد برای جداسازی پلاسما در آزمایشات انعقادی نظیر pT.PTT (n) Fibring استفاده می شود. این ماده بعنوان یک ضد انعقاد، با تشکیل کمپلکس با یون‌های فلزی از آبشار انعقادی جلوگیری می‌کند. ضد انعقاد با تری سدیم سیترات برگشت‌پذیر می‌باشد.



SST (Clot Activator, GEL)

لوله های خونگیری SST حاوی فعال کننده لخته خون و ژل پلیمری می باشند. این فعال کننده انعقاد بوسیله میکرواسپری بر روی دیواره داخلی لوله اسپری و خشک گردیده و باعث تسریع در فرایند انعقاد می‌گردد. ژل پلیمری نیز دارای ویسکوزیته خاصی بوده طی سانتریفوژ یک مانع غیر قابل نفوذ بین سرم و لخته خون ایجاد کرده و از آلودگی سرم با اجزای سلولی جدا شده جلوگیری می‌کند. از لوله‌های SST جهت تست‌های بیوشیمی، میکروبیولوژی، سرولوژی و ایونولوژی می‌توان استفاده کرد.



Serum (clot Activator)

لوله‌های خونگیری Serum حاوی فعال کننده انعقاد clot Activator می باشند که بوسیله میکرواسپری بر روی دیواره داخلی لوله اسپری و خشک گردیده و باعث تسریع در فرایند انعقاد می‌گردد. این لوله‌ها با نام مخفف CAT (clot Activator Tube) شناخته می‌شوند.

از لوله‌های CAT جهت تست‌های بیوشیمی، میکروبیولوژی، سرولوژی و ایونولوژی می‌توان استفاده کرد.



اطلاعات لوله و لیبل

استاپر لاستیکی

از جنس بیوتیل
انعطاف پذیر و مقاوم در
برابر پارگی با ورود سوزن

درپوش پلاستیکی

محافظت از تماس کاربر با خون و
جلوگیری از نشت خون به بیرون

لیبل

مقاوم در برابر رطوبت و آب،
دارای اطلاعات دقیق در مورد
نوع لوله و افزودنی

مواد افزودنی

تامین شده از شرکت های
معتبر اروپایی، CLSI
دقیق افزودنی مطابق با
استانداردهای بین المللی

ژل جدا کننده

ایجاد سد نفوذناپذیر بین
سرم و لخته خون، تهیه
شده از شرکت های معتبر و
دارای ویسکوزیته مناسب



مدل محصول

EDTA K₂
EK₂

سری ساخت و
تاریخ انقضاء
محصول

حجم نمونه
خون بر حسب
میلی لیتر

خلا و غیر خلا
بودن لوله
خونگیری

ISO13485:2016 REF:SPSV500CA
LOT 2K2E001/2022 03
2024 03
5ml
vacuum



در سیستم خونگیری خلاء پس از
وارد شدن سوزن به رگ بیمار، خلاء
درون لوله آزمایش باعث مکش
خون به درون لوله شده و بسته به
میزان خلاء حجم مشخصی از خون
بیمار مستقیم از رگ بیمار به داخل
لوله های آزمایش وارد می شود.

لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره
به sinapolymersalamat.ir مراجعه فرمایید.



ما سعی داریم تا با ارائه
محصولات جدید و با کیفیت،
خدمات ارزنده‌ای به شما مصرف
کننده گرامی ارائه دهیم.



System Certified
ISO 13485



Sina Polymer Salamat
Manufacture of Blood Collection Tubes

قم، ناحیه صنعتی سیرو 

۹۱ - ۳۶۹۰ ۳۴۳۸ - ۰۲۵ 

sinapolymersalamat.ir 

Improve
your health...